


Boston
Scientific

RotaLink PLUS™
Rotational Atherectomy System



すべてのプラーク病変、び慢性病変に対して 的確にプラークを切削する適正で安全なテクノロジー。

マイクロダイヤモンドが埋め込まれた先端部Burrの高速回転により、理想的なDifferential Cuttingを実現。
Rotablatorシステムは動脈壁の健全な組織を回避しながら、非弾性プラークを除去します。

Rotaアドバンサー及びRotaガイドワイヤー



RotaLink PLUS™

カタログ番号	カテーテル長 (cm)	Burrサイズ (mm)
23631-002	135	1.25
23631-003	135	1.50
23631-004	135	1.75
23631-005	135	2.00
23631-015	135	2.15
23631-006	135	2.25
23631-016	135	2.38
23631-007	135	2.50

※wireClip™トルカー付

販売名：ロータブレーター
医療機器承認番号：20900BZY00356000

Rotawire™

カタログ番号	品名	全長 (cm)	先端長 (cm)	最大径 (inches [※])
22824-002	Rotawire Floppy	330	2.2	0.014
23239-001	Rotawire Extra Support	330	2.8	0.014

※ 0.014inches=0.36mm

販売名：ロータブレーター
医療機器承認番号：20900BZY00356000

本体&アクセサリ

■ コンソール及びフットペダル ■ レギュレーター



付属品としてアダプターがついています

Rotablator Console

カタログ番号	品名・仕様
22020-039	RC5000ロータブレーターコンソール100V

販売名：ロータブレーター
医療機器承認番号：20900BZY00356000

Regulator

カタログ番号	品名・仕様
15901-01	レギュレーター

Accessory

カタログ番号	品名・仕様
22196-003	wireClip™トルカー

販売名：ロータブレーター
医療機器承認番号：20900BZY00356000

Defining tomorrow, today.™

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2011 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
RotaLink PLUS™, Rotawire™, wireClip™ は Boston Scientific Corporation のトレードマークです。

Boston
Scientific

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都新宿区西新宿1-14-11 日廣ビル
www.bostonscientific.jp

1103-12107-5 / PSST20110224-0108