


SYNERGY™ XD

Everolimus-Eluting Platinum Chromium
Coronary Stent System



SYNERGY XD

48 mm

*This illustration is not to scale.

**eXtra
Deliverability**

Delivering More.

Xtra TRI Deliverability.
Optimal Healing.

**eXceptional
stent Design**


**eXcellent
clinical Data**

New size available

SYNERGY XD Now available in 48mm

病変に応じて適切なステントモデルを選択できる2デザイン

血管径に差があるテーパー病変において、適切なモデルを選択可能。



モデル	サイズ (mm)	ストラット厚 (μm)	近位部リンク数	近位部以外のリンク数	拡張限界 (mm)	Left of Proximal side MECD (mm)	クラウン数
WH	3.00, 3.50	79	4	2	4.25	5.5	8
SV	2.50	74	4	2	3.50	4.5	8

EVOLVE 48 臨床成績

SYNERGY 48mmステントを使用した1年時結果*

- N=100 米国、ニュージーランド、EU
- 100% B2/C病変
- 27% 糖尿病患者

4.1%

TLF

0%

ARC Def/Prob ST

100%

Technical and Clinical Procedure Success

SYNERGY XD カタログ番号

ステント長	ステント内径 (ID) (mm)					
	2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00
8mm	—	—	—	H7493941708300**	H7493941708350**	—
12mm	H7493941712220	H7493941712250	H7493941712270**	H7493941712300	H7493941712350	H7493941712400
16mm	H7493941716220	H7493941716250	H7493941716270	H7493941716300	H7493941716350	H7493941716400
20mm	H7493941720220	H7493941720250	H7493941720270	H7493941720300	H7493941720350	H7493941720400
24mm	H7493941724220	H7493941724250	H7493941724270	H7493941724300	H7493941724350	H7493941724400
28mm	H7493941728220	H7493941728250	H7493941728270	H7493941728300	H7493941728350	H7493941728400
32mm	H7493941732220	H7493941732250	H7493941732270	H7493941732300	H7493941732350	H7493941732400
38mm	H7493941738220	H7493941738250	H7493941738270	H7493941738300	H7493941738350	H7493941738400
48mm	—	H7493941748250	—	H7493941748300	H7493941748350	—

* Clinical data conducted with SYNERGY 48 mm, SYNERGY XD's predecessor device, which can be used to illustrate SYNERGY XD 48 mm clinical data. SYNERGY XD Stent System DFL.

** 受注生産サイズ

Boston Scientific
Advancing science for life™

販売名: シナジー ステントシステム
医療機器承認番号: 22700BZX00372000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2008-13297-A-3 / PSST20200824-0790